


リフティピーヴォ



新発想 てこの原理で
背筋を伸ばして楽々移乗

**腰痛
対策**

伸ばした腰は痛まない！



使い方動画↑

ご使用方法



- ① 被介助者の両足を地面につける
- ② 膝にピーヴォを巻く



- ③ 介助者の膝をしっかりと押し当てる
- ④ 座面の持ち手を持つ

落とさない
腰は高く



- ⑤ 腕を伸ばした状態で反るように引く
被介助者の頭が膝より手前に来た時に
お尻が上がるので移乗

お問合せ先：エナジーフロント ☎086-250-6432