

# 体格が大きい方・拘縮があり反った相手 前かがみになれない方へのご使用例



リフティ・ピーヴォ は リフティ (座面) と ピーヴォ (膝ベルト) セットです。

## リフティとピーヴォを 別々に使用します。



リフティの上側を茶色(滑り止め)にして背中に差し込みます。



ピーヴォに自分の膝を押し当て脇の下からリフティの持ち手をつかみます



重心を自分の後ろ側の足に移します。自分の体を後ろに引きながら、リフティの持ち手を引っ張ります。

別の人が背中を押すと軽くなります

製造元

Facebook



株式会社エナジーフロント

〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28

TEL: 086-250-6432 FAX: 086-250-6232

URL: <https://www.aun.blue>

E-mail: [info@energyfront.jp](mailto:info@energyfront.jp)