## コンパクトなリフト/貸与 (特殊寝台付属品)

## 介護の腰痛対策:移乗介助用具

## てこの原理で 80kgでも5kg以下に

リフティ・ピーヴォ





車いすからの <u>移乗方法</u>



力点



①車椅子にリフティ (座面)をセット



\_



●相手(介護される方) の両足を床に着ける。 相手の膝にピーヴォ (膝ベルト)を巻いて 自分(介護者)の膝を ピーヴォに押し当てる



②相手の膝にピーヴォ (膝ベルト)を巻く





③相手を端座位の状態 にして、相手の両足を 床に着ける



❷相手を前傾姿勢



╇

④自分の膝をピーヴォに押し 当てる。相手の両脇の下に 自分の手を入れて後ろに引く



**❸**自分がリフティの 持ち手を持って、 両手を伸ばして 後ろに引く



⑤相手のお尻が浮くので、 回転して移垂



**☆**相手のお尻が浮くので、<br/>
回転して移乗





